

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Boîte isotherme médical Nomad Medical Cold Chain Produit n° : MB8L-H

Description :

Le modèle MB8L-H est une boîte isotherme médicale réutilisable conçue spécifiquement pour être utilisée principalement comme conteneur temporaire autonome ou avec une fonction de stockage quand le respect de la chaîne du froid doit être strictement suivi durant le transport ou l'utilisation de produits médicaux comme les vaccins pour les êtres humains dans la prévention, le traitement ou le soulagement des maladies.

Le modèle MB8L-H est conforme à la Directive relative aux équipements médicaux 93/42/EEC pour le marquage CE.

CE



Volume utilisable de l'espace réfrigérant utilisable/Dimensions :	2.95L/21.4x8.5x16.2cm
Poids à vide/Poids avec packs de gel :	1.5kg /4.1kg
Dimensions internes/Capacité vide :	7.4L /28.7x15.9x16.2cm
Dimensions externes :	34x21x24cm (13.4x8.3x9.4")
Surface interne/Surface externe :	Moulages par injection PP EPC30R-H/PP EPC30R-H
Revêtement :	PVC/laminé aluminium, mousse à cellules fermées NBR (K=0.034)
Type de couvercle et joint :	Moulages par injection en PP EPC30R-H intérieur & extérieur, charnière avec loquet au centre et joint en mousse à cellules fermées EVA comprimé
Isolation (mousse in situ) :	Côtés, fond et couvercle en mousse à cellules fermées PU (K = 0,032)
Pack réfrigérant/N. de/Dimensions :	HTIceGel HTBh-165/6/16x9.5x3.4cm (6.3x3.8x1.3")/0.433kg (0.95 lb)
Thermomètre numérique :	TPM-30
Enregistreur de données de température :	Optionnel
Durée de conservation du froid à partir de la fermeture du couvercle à 10°C :	37 h @ 30C (86°F) de température ambiante (L'utilisateur peut spécifier la durée de conservation du froid. Le volume réfrigéré utilisable peut changer en fonction.)
Température minimum dans le volume réfrigéré :	+1.0°C (33.8°F)
Emballage :	Sac en PE + carton extérieur en carton
Dimensions carton d'expédition :	69.6X43.6X25.8cm
Pièces/Poids par carton :	4/24kg
Cartons/Pcs. par 20' TEU (Pcs Tot.): Poids net (FCL) :	320/1280 7,680kg

NOTES :

Matériau externe résistant aux UV

Le produit ne contient pas de plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, biphenyles polybromés (PBB), éthers de biphenyles polybromés (PBBE) ou composés contenant du benzène

L'isolation en mousse à cellules fermées n'utilise pas de CFC comme agent de soufflage

L'indice de protection est conforme aux normes IEC 60529 - IP55

The Cool Ice Box Company Ltd.

27 Broad St, South Molton , Devon EX36 3AQ

N° Bureau GB : 00 44 (0) 1598 740 685

Bureau européen : 00 33 (0) 553836230

N° GB VAT 118951302

www.coolicebox.com

info@coolicebox.com

**NOMAD est la marque
commerciale de The Cool Ice Box
Company Ltd.**

Siège social :
13 Mill Street
Bideford, Devon
EX39 2JJ