

## FICHE PRODUIT DE PRODUIT

### Glacière Médicale NOMAD avec roulettes 48L N° de produit : MD2448

<p><b>Description:</b>          Cette Glacière Médicale NOMAD a été conçu spécifiquement pour le stockage de produits médicaux, dont les limites de température de sécurité sont essentielles en transit ou en cours d'utilisation. Ces produits comprennent des vaccins pour les animaux et les êtres humains dans la prévention, le traitement ou le soulagement de la maladie. MD2448 est conforme à la Directive sur les appareils médicaux 93/42/EEC pour le marquage CE.</p>	
<p><b>Volume utilisable de l'espace réfrigérant utilisable/</b></p>	<p>27 litres / 52.3 x 16.8 x 30.4 cm</p>
<p><b>Poids à vide / Poids avec HTIce Réfrigérants</b></p>	<p>9.4 kg / 18.8 kg</p>
<p><b>Dimensions internes/Capacité vide :</b></p>	<p>595 x 250 x 310 mm / 48L</p>
<p><b>Dimensions externes :</b></p>	<p>680 x 340 x 375 mm</p>
<p><b>Surface interne/Surface externe :</b></p>	<p>Moulages par injection PP EPC30R-H/PP EPC30R-H</p>
<p><b>Revêtement (Optionnel)</b></p>	<p>PVC/Laminé aluminium, mousse à cellules fermées NBR (K=0.034)</p>
<p><b>Surfaces Internes</b></p>	<p>antibactérien</p>
<p><b>Refrigerants / Dimensions</b></p>	<p>Eau congelé ou HT IceGel HTBh-410/3/41*25.5*3.5cm/2370g          Eau congelé ou HTIceGel HTBh-285B/2/28*17.5*3.0cm/940g</p>
<p><b>Type de couvercle et joint :</b></p>	<p>Moulages par injection intérieur et extérieur PP EPC30R-H, charnière avec double loquet central et joint en mousse à cellules fermées EVA comprimé</p>
<p><b>Isolation (mousse in situ) :</b></p>	<p>Côtés, fond et couvercle en mousse à cellules fermées PU (K = 0,032)</p>
<p><b>Durée de conservation du froid à partir de la fermeture du couvercle à 10°C :</b></p>	<p>75 h @ 43oC (109.4oF) de température ambiante (L'utilisateur peut spécifier la durée de conservation du froid. Le volume réfrigéré utilisable peut changer en fonction.)</p>
<p><b>Enregistreur de Données de Température</b></p>	<p>Optionnel</p>
<p><b>Transport et Manipulation</b></p>	<p>Moulé Poignée - roues et poignée de traction.</p>
<p><b>Emballage :</b></p>	<p>Sac en PE + carton extérieur en carton</p>
<p><b>Dimensions carton d'expédition :</b> <b>Pièces/Poids par carton :</b></p>	<p>70x36x77cm          2/11.9kg</p>
<p><b>Cartons/Pcs. par 20' TEU (Pcs Tot.): Poids net (FCL) :</b></p>	<p>144/288          3,427kg</p>

#### NOTES :

Matériau externe résistant aux UV

Le produit ne contient pas de plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, biphényles polybromés (PBB), éthers de biphényles polybromés (PBBE) ou composés contenant du benzène

L'isolation en mousse à cellules fermées n'utilise pas de CFC comme agent de soufflage

L'indice de protection est conforme aux normes IEC 60529 - IP55

[www.coolicebox.com](http://www.coolicebox.com)  
[info@coolicebox.com](mailto:info@coolicebox.com)  
**NOMAD est la marque du The Cool Ice Box Company Ltd.**

**The Cool Ice Box Company Ltd.**  
 27 Broad St, South Molton, Devon EX36 3AQ  
 UK Office no: 0800 051 6788  
 European Office: 00 33 (0) 553836230

Siege Sociale  
 13 Mill Street  
 Bideford, Devon  
 EX39 2JJ