

## FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

### Etui de voyage Médicale Duo Gel - Réf Produit : TCSDUO

Les produits TCSDUO sont des étuis permettant de conserver une température basse pour le transport d'insuline et conçus spécifiquement par le fabricant pour être utilisés principalement avec une fonction de contenant ou de stockage temporaire autonome dans les limites de température requises pour les produits transportés ou utilisés pour :

1. l'insuline pour les êtres humains à des fins de traitement ou soulagement du diabète de Type 1 et 2 ; et
2. les seringues, systèmes de stylos à insuline jetables



<b>Durée de conservation du froid à une température ambiante de 35°C :</b>	3 - 5 h (2-10°C)
<b>Exemple de contenus (NON fournis) :</b>	Insuline – 3 flacons x10 ml Systèmes de stylos à insuline jetables – 2 Seringues - 3 Dispositifs de contrôle de la glycémie - 1
<b>Volume utilisable de l'espace réfrigérant/Dimensions :</b>	190x100x35mm
<b>Poids à vide/Poids avec packs de gel :</b>	130 g/330 g
<b>Méthode de stockage :</b>	Poche filet (zippée), Élastiques de rangement
<b>Dimensions externes :</b>	200x110x45 cm
<b>Surfaces externes :</b>	Éthylène Vinyle Acétate (EVA)
<b>Surfaces internes :</b>	Nylon 420 Denier
<b>Type de couvercle :</b>	Charnière scellée et fermeture à glissière avec une bordure intérieure pour réduire les pertes de froid
<b>Isolation :</b>	Mousse à cellules fermées PE - 5.0 mm (k = 0.076 mW/m-K @ 0oC)
<b>Pack réfrigérant/N. de/ :</b>	1 pack de HTIceGel, HTI-19
<b>Dimensions pack de HTIceGel :</b>	190x80x10 cm
<b>Poids pack de HTIceGel :</b>	100 g/pc
<b>Thermomètre numérique :</b>	Recommandé Optionnel
<b>Dimensions carton d'expédition :</b>	42x42x58cm
<b>Pièces/Poids par carton :</b>	100pc
<b>Notes : Avec le Duo Ice Gel, conservez-en un au congélateur et un que vous utilisez pour être toujours prêt à partir.</b>	

**The Cool Ice Box Company Ltd.**

27 Broad St, South Molton , Devon EX36 3AQ

N° Bureau GB : 00 44 (0) 1598 740 685

Bureau européen : 00 33 (0) 553836230

GB VAT 118 9513 02

[www.coolicebox.com](http://www.coolicebox.com)

[info@coolicebox.com](mailto:info@coolicebox.com)

**NOMAD est la marque commerciale de The Cool Ice Box Company Ltd.**

Siège social :

13 Mill Street  
Bideford, Devon  
EX39 2JJ